

การตรวจวิเคราะห์สารอินทรีย์ระเหยง่ายในเครื่องเทศและสมุนไพรด้วยเทคนิค HRAM


ผู้จัดทำ: รติมาศ บุญล้อม

บทนำ

สมุนไพรที่ถูกนำมาทำเครื่องเทศ สำหรับเป็นส่วนผสมของอาหารหรือเครื่องดื่ม เป็นพืชที่โดยมากแล้วมีกลิ่นเฉพาะตัวส่งผลให้เป็นพืชที่ได้รับความนิยมสูง และเมื่อถูกมาผลิตเพื่อการจำหน่าย ก็จะถูกปะปนด้วยพืชอื่นที่มีคุณสมบัติทางกายภาพเหมือนกันโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่ตรวจสอบไม่ได้ด้วยสายตา ดังนั้นหากผู้ผลิตต้องการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จึงจำเป็นต้องใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์

สารที่ให้กลิ่นในพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ โดยมากเป็นกลุ่มสารอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile Organics Compounds, VOCs) เทคนิคแก๊สโครมาโตกราฟี จึงถูกนำมาใช้ในการแยกและวิเคราะห์ และด้วยความซับซ้อนของสาร VOCs การตรวจวัดด้วยตัวตรวจวัดชนิดแมสสเปคโตรมิเตอร์ชนิดที่มีความถูกต้อง และมีความละเอียดสูง (High Resolution Accurate Mass, HRAM) จะช่วยให้การวิเคราะห์สาร VOCs ที่มีความซับซ้อนและจำนวนมากได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น

บทความนี้ได้ยกตัวอย่างการวิเคราะห์สาร VOCs ที่ตรวจพบได้ใน ออริกาโน (Oregano) ซึ่งเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่ยิยมอย่างแพร่หลายและพบการผสมใบพืชอื่นเข้าไปในผลิตภัณฑ์ เช่น ไบมะกอก หรือใบเฮเซลนัท เป็นต้น โดยการวิเคราะห์สาร VOCs ในตัวอย่างออริกาโนด้วย GC-HRAM ใช้เทคนิคการเตรียมตัวอย่างแบบ Solid Phase Micro Extraction with Arrow (SPME-Arrow) ซึ่งเป็นการเตรียมตัวอย่างที่ใช้ตัว ดูดซับในการสกัดสาร VOCs ก่อนนำไปวิเคราะห์ด้วย GC-HRAM



รูปที่ 1 ขั้นตอนการสกัดสาร VOCs ด้วยเทคนิค SPME-arrow

เครื่องมือวิเคราะห์และการตั้งค่า

TriPlus RSH Autosampler : HS-SPME Arrow parameter

Fiber	SPME Arrow DVB/CWR/PDMS (P/N 36SA11T3)
Incubation temp. (°C)	60
Incubation time (min)	15
Extraction temp. (°C)	60
Extraction time (min)	15
Desorption time (min)	2

Trace 1310 GC : parameter

Inlet temperature (°C)	220
Injection mode	Split
Split ratio	30:1
Carrier gas, flow (mL/min)	1.8(He)
Oven temperature program	40°C hold 2 min, ramp 1: 10 °C/min to 150 ramp 2: 5°C/min to 260 ramp 3 : 25 /min to 300 hold 3 min

Exploris GC mass spectrometer parameters for EI

Transfer line temp. (°C)	280
Ion source Temp. (°C)	280
Electron energy (eV)	70
Aquisition mode	Full Scan
Mass range (Da)	40-450
Resolving power (FWHM)	600 @ m/z 200


Exploris GC mass spectrometer parameters for PCI

Transfer line temp. (°C)	280
Ion source Temp. (°C)	180
Ionization gas	Methane
Electron energy (eV)	90
Aquisition mode	Full Scan
Mass range (Da)	80-450
Resolving power (FWHM)	600 @ m/z 200

การเตรียมตัวอย่าง

ตัวอย่างออริกาน 3 ตัวอย่างแหล่งที่มาคนละแหล่ง

1. บดตัวอย่างให้เป็นเนื้อเดียวกัน
2. ชั่งตัวอย่าง 150 มิลลิกรัมลงในขวดเฮกสเซนขนาด 10 มิลลิตร ปิดฝาให้แน่น
3. ทำซ้ำตัวอย่างละ 3 ขวด
4. ทดสอบการวิเคราะห์เพื่อหาการปนเปื้อนโดยการเติมใบพีชอื่นที่มีลักษณะทางกายภาพคล้ายออริกานลงไปในตัวอย่างไม่ความเข้มข้น 10% โดยน้ำหนัก และเตรียมตัวอย่างเช่นเดียวกับที่กล่าวมาแล้ว




รูปที่ 3 โครมาโตแกรมเปรียบเทียบ

(A) ออริกาน (B) พีชอื่น (C) ออริกานผสมพีชอื่น

สารมาตรฐาน

สารมาตรฐานผสม C7-C30 saturated alkanes ยี่ห้อ Sigma-Aldrich สำหรับหา RI Index

Untargeted analysis work flow




รูปที่ 2 แสดงขั้นตอนการวิเคราะห์ Untargeted analysis

1. วิเคราะห์ตัวอย่างในโหมด EI Full Scan เพื่อแยกสารผสม
2. แยกพีคที่ซ้อนทับโดยใช้ฟังก์ชัน deconvolution และทำนายชนิดของสารโดยใช้ฐานข้อมูล NIST library
3. วิเคราะห์พหุตัวแปร (Multivariate Analysis) เพื่อหาความสัมพันธ์ของข้อมูล
4. วิเคราะห์ตัวอย่างด้วยโหมด CI เพื่อยืนยันชนิดของสาร
5. วิเคราะห์เพิ่มเติมด้วยโหมด MS/MS เพื่อยืนยันชนิดของสาร

ผลการวิเคราะห์


จากการเปรียบเทียบโครมาโตแกรมของตัวอย่างที่วิเคราะห์ดังรูปที่ 3 พบว่าตัวอย่างทั้งสามชนิดสามารถตรวจพบสาร Thymol (RT=14.23 นาที) และ carvacrol (RT=14.41 นาที)


แต่มีความเข้มข้นที่ต่างกัน และในตัวอย่างที่ผสมพีชอื่น เข้าไปก็จะพบสารที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของพีชนั้นๆ เช่น camphene (RT=9.04 นาที) ที่พบในใบไทม์ (Thyme) และในตัวอย่างออริกานผสมใบไทม์ การวิเคราะห์เพื่อระบุชนิดของสารที่พบในตัวอย่างจำเป็นต้องแยกสารผสมออกจากกันให้สมบูรณ์ เพื่อให้สามารถ Identified ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งสามารถใช้ฟังก์ชันจากโปรแกรม Compound Discoverer® เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ได้ทั้ง extraction, deconvolution, และ identification ดังแสดงในรูปที่ 4



รูปที่ 4 แสดงโครมาโตแกรมของสารที่ตรวจวิเคราะห์ได้และสเปกตรัมของตัวอย่างและฐานข้อมูล NIST

Matched Compound	Formula	Score	HRF Score	SI	RSI
Camphene	C10H16	95.0	97.7356	794	801






รูปที่ 5 PCA score plot ของตัวอย่างออริกานอ และตัวอย่างออริกานอผสมกับพืชอื่น


เนื่องจากการระบุเพียงชนิดของสารที่ตรวจวัดได้ ไม่สามารถช่วยแยกชนิด หรือตรวจวัดการปนเปื้อนได้อย่างชัดเจน ดังนั้นจึงได้มีการนำข้อมูลผลการวิเคราะห์ที่ได้ไปคำนวณทางสถิติ ศึกษาความสัมพันธ์ของข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการวิเคราะห์ ในการแยกชนิดหรือแยกประเภทของตัวอย่างทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 5 เป็นผลการวิเคราะห์หุตุตัวแปรหรือที่รู้จักในชื่อ Principal Component Analysis, PCA เพื่อดูความสัมพันธ์ของข้อมูลแต่ละชุด ซึ่งจะแสดงผลโดยแยกกลุ่มข้อมูลของตัวอย่างออริกานอและ ตัวอย่างออริกานอผสมที่สามารถแยกชนิดของตัวอย่างออกจากกันได้อย่างชัดเจน

การระบุชนิดของสารที่ตรวจพบได้ นอกเหนือจากการวิเคราะห์ด้วยโหมด Electron Ionization, EI เพื่อนำสเปกตรัมไปเปรียบเทียบกับฐานข้อมูล NIST แล้ว ยังสามารถยืนยันชนิดของสารได้โดยการใช้โหมด Chemical Ionization, CI ในการวิเคราะห์สเปกตรัมของสารเพิ่มเติมได้ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์เพื่อระบุ Parent ion ตัวอย่างการวิเคราะห์ CI ด้วยโหมด positive โดยใช้แก๊สมีเทนเป็น reagent gas จะมี adducts ion 3 รูปแบบ คือ $[M+H]^+$, $[M+C_2H_5]^+$, $[M+C_3H_5]^+$ ดังแสดงในรูปที่ 6 ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบสเปกตรัมของโหมดการวิเคราะห์ EI และ PCI สำหรับการระบุชนิดของสารที่ตรวจพบได้ในตัวอย่าง



รูปที่ 6 PCA สเปกตรัม EI และ PCI ของสาร camphene

โหมดการวิเคราะห์แบบ MS/MS เป็นโหมดที่ใช้วิเคราะห์เพื่อหาโครงสร้างของสาร ใช้เป็นข้อมูลเพื่อยืนยันร่วมกับการวิเคราะห์ด้วยโหมดอื่นๆ เนื่องด้วยการแตกตัวซ้ำจะแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างของสารที่ถูกแตกตัวออกเป็นองค์ประกอบต่างๆ ดังแสดงในรูปที่ 7 สเปกตรัมของสารที่ใช้พลังงานในการแตกตัวรอบที่สอง 10 eV



รูปที่ 7 สเปกตรัมในโหมด MS/MS ของสาร camphene

สรุปผลการวิเคราะห์

การวิเคราะห์เพื่อหาสาร VOCs ในตัวอย่างสามารถทำได้ง่ายโดยใช้เทคนิคการเตรียมตัวอย่างแบบ SPME-arrow ช่วยลดขั้นตอนและลดการใช้สารละลายในการสกัด ร่วมกับการวิเคราะห์ผลโดยใช้ GC-Exploris ที่นอกเหนือจากการระบุชนิดของสารที่ตรวจพบร่วมกับการเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลแล้ว ยังสามารถวิเคราะห์เพื่อยืนยันชนิดของสารที่ช่วยให้ Untargeted analysis ได้ผลการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมและตอบโจทย์การวิเคราะห์ และมีซอฟต์แวร์ Compound Discoverer ช่วยในการจัดการข้อมูลทำให้การวิเคราะห์ทำได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

ติดตามแอปพลิเคชันอื่น ๆ ได้ที่ <https://www.scispec.co.th>



บริษัท ชายนี่ สเปค จำกัด
10 กาญจนานิกษก ซอย 0010 แยกสอง
เขตบางแค กทม. 10160
โทร 02-454-8533



/scispec



@scispec

ThermoFisher
SCIENTIFIC