



## การตรวจวัดระดับ Fipronil และ Fipronil Sulfone ในไข่ไก่ด้วยเทคนิค LC-MS/MS

ผู้จัดทำ: ทศพล อนุกุลวิทยา, นิรมล จิตต์สมหมาย, จิตนภา วรนิติกุล, บุญทริกา วงษา

จากรายงานวันที่ 20 กรกฎาคม 2017 ที่ได้มีการเผยแพร่สู่สาธารณะไปกว่า 17 ประเทศว่า มีไข่ไก่จำนวนหลายล้านใบที่ปนเปื้อนยาฆ่าแมลงที่มีชื่อว่า Fipronil โดยสารดังกล่าวถูกผสมกับสารกำจัดศัตรูพืชชนิดอื่นๆ พ่นไปในเล้าไก่เพื่อใช้ในการกำจัดเห็บ หมัด และเหา ทำให้ระดับที่ตรวจพบสารดังกล่าวในบางแหล่งสูงถึง 1.2 mg/kg ซึ่งมากกว่าค่าขีดจำกัดปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (Maximum Residue Limit, MRL) ที่กำหนดโดยสหภาพยุโรป (EU) ไว้ที่ 0.005 mg/kg สำหรับผลรวมความเข้มข้นของ Fipronil และ Fipronil Sulfone ซึ่งเป็นเมตาบอไลต์ของ Fipronil จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีวิธีที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสำหรับการตรวจหาสารทั้งสองชนิด ในไข่ไก่และเนื้อไก่

### การเตรียมตัวอย่าง

การสกัดสาร Fipronil และ Fipronil Sulfone โดยใช้เทคนิค QuEChERS ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้



Fipronil

Fipronil sulfone

รูปที่ 1 Fipronil (ซ้าย) และ Fipronil Sulfone (ขวา)

### เครื่องมือวิเคราะห์ LC-MS/MS

- Thermo Scientific™ Ultimate 3000™ UHPLC
- Accucore™ aQ (2.6 µm, 2.1 x 100 mm) Column
- Thermo Scientific™ TSQ Quantis™ Mass Spectrometer

Column Temp.	40 °C			
Injection Vol.	1 µL			
Flow Rate	300 µL/min			
Mobile Phases	A: Water B: Methanol			
Gradient	Time(min)	%A	%B	
	0.0	95	5	
	0.2	95	5	
	1.2	30	70	
	3.0	0	100	
	5.0	0	100	
	5.1	95	5	
	8.0	95	5	
Compound	Retention Time (Min)	Polarity	Precursor (m/z)	Product (m/z)
				249.96
Fipronil	3.46	Negative	434.93	329.99
				398.85
				243.85
Fipronil Sulfone	3.57	Negative	450.93	282.00
				415.04

## ผลการตรวจวิเคราะห์


การใช้ Acetonitrile ในการสกัดตัวอย่างไข่ไก่ร่วมกับเทคนิค QuEChERS ใช้เวลาในการเตรียมเพียง 15 นาที และมีค่า %Recovery อยู่ในช่วง 80 - 110 สำหรับความเข้มข้น 0.5, 1 และ 5 ng/g

เส้นกราฟมาตรฐานของสารทั้ง 2 ชนิดครอบคลุมในช่วงความเข้มข้นตั้งแต่ 0.1 ถึง 100 ng/mL (รูปที่ 2) และจากการวิเคราะห์ด้วยโหมด Selected Reaction Monitoring (SRM) โดยใช้เวลาวิเคราะห์เพียงตัวอย่างละ 8 นาที จะได้สัญญาณโครมาโทแกรมดังที่แสดงในรูปที่ 3 ซึ่งให้ความเสถียรของสัญญาณในการวิเคราะห์ (Signal Stability) ระหว่าง 100 ตัวอย่างอยู่ที่ RSD = 4.8 ถึง 5.9%


ทั้งนี้พบว่ามีความ Lower Limits of Quantitation (LLOQ) เท่ากับ 0.0005 mg/kg สำหรับสารแต่ละตัว ซึ่งต่ำกว่าค่าที่ EU กำหนดไว้ถึง 5 เท่า และการควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ ยังเป็นไปตามหลักการของ SANTE11945/2015 จึงทำให้ระบบการวิเคราะห์ดังกล่าวเป็นระบบที่มีความรวดเร็ว และความน่าเชื่อถือสูงสำหรับการตรวจวัดสารตกค้างทั้ง 2 ชนิดในไข่ไก่

## เอกสารอ้างอิง

Rapid analysis of fipronil and fipronil sulfone in eggs by liquid chromatography and triple quadrupole mass spectrometry (<https://assets.thermofisher.com/TFS-Assets/CMD/Application-Notes/AB-72483-LC-MS-Fipronil-Residues-Eggs-AB72483-EN.pdf>)



รูปที่ 2 Calibration Curve ของ Fipronil และ Fipronil Sulfone



รูปที่ 3 Chromatogram ของตัวอย่างไข่ไก่ที่มี Fipronil (A) และ Fipronil Sulfone (B) ความเข้มข้น 0.5 และ 5 ng/g

ติดตามแอปพลิเคชันอื่น ๆ ได้ที่ <https://www.scispec.co.th>



บริษัท ชายน์ สเปค จำกัด  
10 กาญจนภิเษก ซอย 0010 แยกสอง  
เขตบางแค กทม. 10160  
โทร 02-454-8533



/scispec



@scispec

**ThermoFisher**  
SCIENTIFIC