




การวิเคราะห์ปริมาณ Ethylene oxide และ 2-Chloroethanol ในตัวอย่างเมล็ดงา

ผู้จัดทำ รติมาศ บุญล้อม

บทนำ

สารเอทิลีนออกไซด์ (Ethylene oxide; ETO) เป็นสารที่นิยมนำมาใช้รมควันสำหรับกำจัดแมลง กำจัดเชื้อรา รวมถึงแบบที่เรียในอาหารเพื่อป้องกันการเน่าเสียระหว่างขนส่ง และยังช่วยยืดอายุการเก็บรักษาให้กับอาหาร อย่างไรก็ตามสารเอทิลีนออกไซด์มีโอกาสที่จะทำปฏิกิริยากับคลอไรด์ที่อยู่ในอาหาร เกิดเป็นสาร 2-คลอโรเอทานอล (2-chloroethanol; 2-CE) ซึ่งเป็นสารพิษต่อร่างกายมนุษย์และเป็นสารก่อมะเร็ง จึงจำเป็นต้องมีการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเอทิลีนออกไซด์ รวมถึงสาร 2-คลอโรเอทานอลที่ตกค้างในอาหาร ในสหภาพยุโรป (The European Union; EU) ที่ได้มีการกำหนดให้มีสารตกค้างในอาหารทั้งสองชนิดรวมกันไม่เกิน 0.05 มก./กก.

วิธีการวิเคราะห์สารตกค้างทั้งสองชนิด จะต้องทำการสกัดตัวอย่างก่อน แล้ววิเคราะห์ด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโตกราฟี-แมสสเปกโตรเมทรี นอกเหนือจากการใช้วิธี QuEChERS ซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้การสกัดสารด้วยตัวทำละลาย ยังได้มีการพัฒนาการสกัดตัวอย่างด้วยเทคนิคเฮดสเปซ (Headspace; HS) ซึ่งเป็นวิธีการสกัดโดยการให้ความร้อน เพื่อให้สารที่สนใจระเหยออกจากตัวอย่าง จากนั้นจึงดักจับสารนั้นด้วยตัวดูดซับ เพื่อเป็นการเพิ่มความเข้มข้นของสาร เรียกเทคนิคนี้ว่าเฮดสเปซ-แทรป (Headspace-trap; HS-trap) โดยเทคนิคดังกล่าวสามารถทำการสกัดซ้ำได้มากกว่า 1 รอบต่อตัวอย่าง (Multi-Step Enrichment; MSE) ดังแสดงวิธีการทำงานดังรูปที่ 1 อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความไวในการวิเคราะห์มากขึ้น และลดการสัมผัสกับสารเคมีของผู้ปฏิบัติงาน และลดของเสียจากห้องปฏิบัติการอีกด้วย



รูปที่ 1 ขั้นตอนการสกัดตัวอย่างซ้ำหลายครั้งอัตโนมัติด้วยเทคนิค HS-trap

สำหรับในบทความนี้จะเป็นการใช้เครื่องเตรียมตัวอย่างอัตโนมัติชนิด HS-trap รุ่น Centri Automated Extraction and Enrichment และวิเคราะห์ด้วยเครื่อง GC-MS ที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ปริมาณสารเอทิลีนออกไซด์และสาร 2-คลอโรเอทานอลในตัวอย่างเมล็ดงาโดยมีวิธีการดังนี้

วิธีการเตรียมกราฟมาตรฐาน

1. เตรียมสารละลายมาตรฐานตั้งต้น (Stock Solution) เอทิลีนออกไซด์และ 2-คลอโรเอทานอลความเข้มข้น 1,000 นาโนกรัม/ไมโครลิตร ในสารตัวทำละลายเฮกเซน (Hexane)
2. เตรียมสารละลายมาตรฐานความเข้มข้น 25 ถึง 500 นาโนกรัมต่อไมโครลิตรจากสารละลายข้อ 1
3. นำเมล็ดงาที่ปราศจากสารปนเปื้อนมาชั่งลงในขวดเฮดสเปซขนาด 20 มิลลิลิตร เติมสารละลายในข้อ 2 ปริมาตร 1 ไมโครลิตร ปิดฝาให้แน่น จะได้ความเข้มข้นของสารเอทิลีนออกไซด์และสาร 2-คลอโรเอทานอล 0.013-0.25 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

วิธีการเตรียมตัวอย่าง

ซึ่งตัวอย่างเมล็ดงา 2 กรัมลงในขวดเฮคสเปชขนาด 20 มิลลิลิตร ปิดฝาให้แน่น

วิธีการวิเคราะห์

นำขวดบรรจุสารมาตรฐานและตัวอย่างที่เตรียมไว้วางที่ ถาดวางตัวอย่างของเครื่อง Centri Autosampler เพื่อทำการสกัด และวิเคราะห์ตามพารามิเตอร์ ดังนี้

พารามิเตอร์ของเครื่องมือ

การสกัด

อุณหภูมิในการอุ่นตัวอย่าง 70 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิของตัวดูดซับในการสกัด -30 องศาเซลเซียส

จำนวนการสกัดซ้ำ 3 ครั้ง

การวิเคราะห์

อุณหภูมิของตัวดูดซับในการชะสาร 250 องศาเซลเซียส


คอลัมน์ของเครื่อง GC MEGA®-624, 60

อุณหภูมิของตู้อบ (Oven) เริ่มต้น 35°C จากนั้นเพิ่ม อุณหภูมิขึ้นเป็น 100 °C ด้วย อัตราเร็ว 10°C/นาที, จากนั้นเพิ่ม อุณหภูมิขึ้นเป็น 230 °C ด้วย

อุณหภูมิของ Ion Source 230 องศาเซลเซียส


ช่วงในการตรวจวัด (Mass Range) 29-300 m/z

ผลการวิเคราะห์




รูปที่ 2 โครมาโตแกรมแสดงผลการวิเคราะห์ตัวอย่างที่มีการปนเปื้อนสารเอทิลีนออกไซด์และสาร 2-คลอโรเอทานอล

การสกัดตัวอย่างเมล็ดงาดังด้วยวิธี HS-trap เพื่อวิเคราะห์ สารเอทิลีนออกไซด์และสาร 2-คลอโรเอทานอล เป็นวิธีการที่ง่าย และสะดวกรวดเร็ว ลดการใช้ตัวทำละลายในการสกัด ลดความเสี่ยงในการสัมผัสสารเคมีของผู้ปฏิบัติงาน และช่วยลดของเสียจากห้องปฏิบัติการ รูปที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ตัวอย่างเมล็ดงา สามารถตรวจพบ และวัดปริมาณได้โดยเทียบกับกราฟมาตรฐาน ดังแสดงในรูปที่ 4 พบว่าในตัวอย่างมีปริมาณสารเอทิลีนออกไซด์ 0.055 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และสาร 2-คลอโรเอทานอล 8.760 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม นอกจากนี้ยังตรวจพบตกค้างชนิดอื่น เช่น สารอะซีทอลดีไฮด์ (Acetaldehyde) ซึ่งเป็นพิษอีกชนิดหนึ่งอีกด้วย



รูปที่ 3 กราฟมาตรฐานของสารเอทิลีนออกไซด์ (ข้าว) และสาร 2-คลอโรเอทานอล(ข้าว)



รูปที่ 4 โครมาโตแกรมเปรียบเทียบระหว่างกราฟมาตรฐานและตัวอย่างของสารเอทิลีนออกไซด์และสาร 2-คลอโรเอทานอล

สำหรับวิธีการสกัดด้วยวิธี HS-trap เป็นวิธีการสกัดที่มีการเพิ่มความเข้มข้นของสารก่อนการวิเคราะห์ จึงช่วยให้วิธีวิเคราะห์ด้วย GC-MS มีความไวมากขึ้น ซึ่งอยู่ในช่วงเดียวกับวิธีการสกัดด้วยวิธี QuEChERS

เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง

Centri® Automated Extraction and Enrichment



เครื่องสกัดสาร VOCs หรือ SVOCs แบบอัตโนมัติ สามารถสกัดสาร VOCs หรือ SVOCs ในตัวอย่างของแข็ง หรือ ของเหลว เช่น ตัวอย่างอาหาร เครื่องดื่ม ดิน บรรจุภัณฑ์ หรือ วัสดุต่างๆ เป็นต้น อีกทั้งสามารถวิเคราะห์ตัวอย่างอากาศผ่าน การเก็บตัวอย่างด้วยหลอดเก็บตัวอย่างได้ รองรับการทำงานด้วย เทคนิคการสกัดหลากหลาย ได้แก่

- Headspace, Headspace-Trap
- SPME, SPME-Trap
- HiSorb
- Thermal Desorption

เป็นเครื่องมือที่รองรับการต่อพ่วงกับเครื่อง GC หรือ GC-MS หรือ GC-MS/MS ได้ทุกยี่ห้อ หรือ สามารถเพิ่ม ประสิทธิภาพบน Autosampler แขนกล XYZ เดิมที่มีอยู่ได้

ISQ™ 7000 Single Quadrupole Mass Spectrometer



เครื่อง GC/MS ชนิด Single Quadrupole พร้อมระบบ Pre-Filter แบบ S-Shape ช่วยลดสัญญาณรบกวนในการวิเคราะห์ มี Dual Filament ช่วยให้สะดวกในการทำงาน สามารถการเลือก วิเคราะห์ตัวอย่างได้ทั้งโหมดสแกนช่วงมวล (Full Scan) หรือ เลือกเฉพาะมวลที่สนใจ (Selected Ion Monitoring ,SIM) หรือ ทำทั้งสองโหมดได้พร้อมๆกัน (FS/SIM Simultaneous)

เครื่อง GC ออกแบบแบบให้อำนวยความสะดวกในการ ดูแลรักษาและการแจ้งเตือนการบำรุงรักษาเครื่องมือ เพื่อให้เครื่อง พร้อมใช้งานตลอดเวลาด้วยคุณสมบัติเด่นของ Thermo Scientific เช่น

- iConnect injectors and detectors เพื่อเพิ่มความ ยืดหยุ่นและลดขีดจำกัดให้กับเครื่องมือ
- Integrated GC oven light เพิ่มความสะดวกสบายใน การบำรุงรักษาเครื่องมือ
- Instrument and consumable health tracking แจ้ง เตือนเมื่อถึงระยะเวลาบำรุงรักษาส่วนต่างๆของเครื่องมือ

ติดตามแอปพลิเคชันอื่น ๆ ได้ที่ <https://www.scispec.co.th>



บริษัท ชายน์ สเปค จำกัด
10 ซอยกาญจนาภิเษก ซอย 0010 แยกสอง
เขตบางแค กทม. 10160
โทร 02 454 8533

scispec @scispec

thermo
scientific

Authorized Distributor

SepSolve
Analytical

MARKES
international

ISSUED: